



Fours Classic

La gamme de fours Genlab Classic offre une sélection de fours hautement efficaces, fiables et économiques unités adaptées à la plupart des applications de séchage, de réchauffement et de laboratoire en général.

Le système de thermostat simple à utiliser est bon à des fins d'enseignement et les unités peuvent être construites jusqu'à répondre aux exigences individuelles.

Fonctionnalités

- 7 tailles (6 à 100 litres)
- Plage de température 40°C à 250°C
- Fluctuation +/- 0,75°C (ventilé)
- Contrôle thermostatique facile à utiliser
- Thermostat de surchauffe indépendant
- Corps enduit de poudre facile à nettoyer

Options

- Circulation assistée par ventilateur (non disponible <30L)
- Chambre en acier inoxydable
- Ports d'accès (25, 50, 75 ou 100mm)
- Supports et kits d'empilage sur mesure
- Étalonnage traçable aux normes nationales
- Garantie prolongée



Conception

L'extérieur est construit en tôle d'acier recouvert d'une peinture en poudre facile à nettoyer. La chambre intérieure est faite en acier doux revêtu d'aluminium (CLAD) avec une chambre en acier inoxydable (SS) disponible en option.

Équipé de glissières fixes et d'étagères grillagées amovibles chromées.

Chauffage

Chauffé par des éléments gainés en Incoloy, positionnés sous le plancher de la chambre pour les unités de convection naturelle et montés autour du ventilateur sur la paroi arrière de la chambre pour les unités de convection mécanique.

Contrôles

Le système de contrôle comprend un thermostat à lecture directe et un thermostat de surchauffe, tous deux avec des échelles calibrées et serrures inviolables. Ils comprennent également un interrupteur secteur avec indicateur et indicateurs de chauffage et de surchauffe.

Tailles et Spécifications

Référence Genlab Nombre	Capacité* (litres)	Gradations internes (H x L x P cm)	Dims externes (H x L x P cm)	Gradations internes (H x L x P cm)	Dims externes (H x L x P cm)	Étagères / Position	Puissance	Poids (kg)
		Convection naturelle		Circulation assistée par ventilateur				
MINO/6/FR	6	15 x 23 x 19	39 x 32 x 33	N/A	N/A	1..1	350	16
MINO/18/FR	18	26 x 26 x 27	52 x 38 x 41	N/A	N/A	2..2	500	21
MINO/30/FR	30	24 x 36 x 35	50 x 48 x 49	24 x 36 x 31	50 x 48 x 62	2..2	750	30
MINO/40/FR	40	32 x 36 x 35	58 x 48 x 49	32 x 36 x 31	58 x 48 x 62	2..3	750	35
MINO/50/FR	53	33 x 49 x 33	59 x 61 x 47	33 x 49 x 29	59 x 61 x 59	2..3	750	45
MINO/75/FR	73	33 x 49 x 45	59 x 61 x 60	33 x 49 x 41	59 x 61 x 72	2..3	1000	55
MINO/100/FR	99	45 x 49 x 45	71 x 61 x 60	45 x 49 x 41	71 x 61 x 72	3..4	1000	60

*Remarque, la capacité interne utilisable est réduite avec la circulation assistée par ventilateur

Commande

Toutes les unités ont un intérieur CLAD avec contrôle thermostatique et surchauffe. Là où des options sont requises, ajoutez simplement l'option code à la référence d'origine. Par exemple, **MINO/75/FR** avec intérieur en acier inoxydable et circulation du ventilateur devient **MINO/75/FR/SS/F**. Contactez le service commercial pour des options sur mesure.

Codes d'option

F	Assistance par les fans	SS	Chambre en acier inoxydable	AP	Ports d'accès
SPC	Calibration traçable	STACK	Kit d'empilage	X1	Garantie prolongée
STAND	Stands				