



Bains-marie Classic Sans Agitation

Genlab conçoit et construit des bains-marie depuis plus de 50 ans. Notre gamme Classic sont construits selon les normes les plus élevées et entièrement isolés, offrant des coûts de fonctionnement économiques.

Simple à utiliser avec contrôle thermostatique, ces bains sont fiables et conviennent à tous les laboratoires conditions. Pour une plage de température supplémentaire et des performances énergétiques accrues, couvercles en option sont également disponibles.

Fonctionnalités

- 5 tailles (8 à 54 litres)
- Plage de température: 25,0°C à 80,0°C (sans couvercle)
- Plage de température: 25,0°C à 100,0°C (avec couvercle)
- Contrôle thermostatique
- Chambre en acier inoxydable
- Protection interne contre la surchauffe
- Corps enduit de poudre facile à nettoyer

Options

- Couvercles plats en acier inoxydable
- Couvercles à pignon
- Corps extérieur en acier inoxydable
- Étalonnage traçable aux normes nationales
- Vanne de vidange et robinet
- Garantie prolongée



Conception

L'extérieur est construit en tôle d'acier et fini dans une peinture en poudre facile à nettoyer. Il est équipé d'un bain intérieur en acier qui permettra de remplir jusqu'à 90% du volume total. Chaque bain est fourni avec un plateau de base en acier inoxydable. Le chauffage est appliqué à la base du bain, ce qui améliore l'uniformité de la température et optimise l'espace interne.

Chauffage

Chauffé par des tapis chauffants en silicone avec arrêt de sécurité intégré en cas de détection de conditions d'ébullition à sec. Veuillez noter ces Les bains ne sont pas conçus pour faire bouillir à sec, assurez-vous donc toujours qu'il y a de l'eau dans le bain avant de l'allumer.

Contrôles

Le système de contrôle comprend un simple thermostatique cadran, avec élément sur indication.

Le point de consigne de température peut être verrouillé en place une fois sortie du mécanisme de verrouillage.



Tailles et Spécifications

Référence Genlab	Capacité (environ litres)	Dimensions internes (Profondeur x L x L cm)	Dimensions extérieures (Hauteur x L x L cm)	Étagères	Puissance	Tension	Poids (kg)
WBH8/FR	8.1	20* x 30 x 15	27 x 33 x 29**	1	400	230	8
WBH13/FR	12.5	15* x 30 x 32	22 x 33 x 47**	1	800	230	10
WBH18/FR	17.3	20* x 30 x 32	27 x 33 x 47**	1	800	230	11
WBH27/FR	27.0	20* x 30 x 50	27 x 33 x 65**	1	1200	230	16
WBH54/FR	53.8	20* x 49 x 61	28 x 66 x 65**	1	2400	230	26

* La profondeur interne est la profondeur totale du réservoir. Nous recommandons de laisser au moins 2cm du haut du réservoir et l'étagère mesure 2cm de haut donc la hauteur utile pour une immersion totale est inférieure de 4cm aux chiffres indiqués.

** Prévoyez 8cm supplémentaires sur la longueur externe pour le cordon d'alimentation lors du calcul de l'espace de la paillasse. Ajout d'un robinet de vidange et d'un robinet dans les options augmentera la hauteur totale de 5cm.

Commande

Toutes les unités ont un extérieur en acier doux enduit de poudre avec de l'acier inoxydable disponible en option. Toutes les unités sont livrées entièrement isolé avec une baignoire intérieure en acier inoxydable. Les couvercles doivent être commandés séparément en option. Où sont les options requis, ajoutez simplement le code d'option à la référence d'origine. Par exemple **WBH13/FR** avec extérieur en acier inoxydable et pignon le couvercle devient **WBH13/FR/SSE/GL**. Contactez le service commercial pour des options sur mesure.

Codes d'option

- FL** Couvercle plat en acier inoxydable
- GL** Couvercle à pignon
- SSE** Corps en acier inoxydable
- DVT** Vanne de vidange et robinet
- SPC** Étalonnage traçable
- X1** Garantie prolongée



Livré sans couvercle

Livré avec au couvercle

Livré avec couvercle à pignon